

ЯК ПРАЦЮЄ СЛУХ

із системою Cochlear™ Baha® 5

Система Baha® Connect



Система Baha® Attract



Як працює система Baha

В основу системи Baha покладено маленький титановий імплант, який поєднується із зовнішнім звуковим процесором двома шляхами: (а) за допомогою опори, що проходить крізь шкіру (Baha Connect); (б) за допомогою магнітів, зовнішнього та внутрішнього (Baha Attract). Обидва методи є вершиною технологічних досягнень Cochlear та спроектовані таким чином, щоб ви могли чути та спілкуватися з упевненістю.

- 1 Звуковий процесор влювлює звуки оточення.
- 2 У звуковому процесорі звуки перетворюються на вібрації, які направляються через опору або магнітне з'єднання на імплант.
- 3 Через кісткову тканину імплант передає вібрації прямо у внутрішнє вухо.



Baha 5



Baha 5 Power



Baha 5 SuperPower

Маленький. Розумний. Ефективний.

Ваше слухове сприйняття є унікальним. Оскільки з часом воно може змінюватись, вам необхідно мати варіанти для сьогочасних та майбутніх потреб. Система Baha – перша система кісткового звукопроведення, яка надає вибір із трьох звукових процесорів залежно від ступеня втрати слуху.



Звуковий процесор Baha 5
(до 45 dB SNHL)



Звуковий процесор Baha 5 Power
(до 55 dB SNHL)



Звуковий процесор Baha 5 SuperPower
(до 65 dB SNHL)



Hear now. And always

